

TOSOH HbA1c Control Survey

측정 결과 보고서 Measurement Result Report (1/3)

기관명 : ()
 부서명 : ()
 담당자 : ()
 연락처 : ()
 측정일 : 월 () , 일 () , 년도 ()

Model 명 : () **G8** () **G11**

Column Number(Serial) : ()



Buffer Lot Number : Buffer No.1 (-)
 Buffer No.2 (-)
 Buffer No.3 (-)



Hemolysis & Wash Solution Lot Number : (-)

Calibrator Lot Number : ()

Calibrator Lot Number



H/W Solution Lot Number



최근 Calibration 일자 : 월 () , 일 () , 년도 ()

측정결과 (HbA1c%)

Sample -A (. %) Sample -B (. %)

아래 정보를 기입해주세요.

- HbA1c의 한달 검사량은 얼마나 되나요?
 A) < 200 B) 201-500 C) 501-1000 D) 1001-2000 E) > 2001 (약)
- 지난 1년 사이에 검사량은 증가하였습니까?
 A) 증가, 약 ()% B) 비슷하다 C) 감소, 약 ()%
- Calibration 주기는 어떻게 되나요?
 A) 주 1회 B) 월 1회 C) 한달 이상
 D) Column 교체시 E) QC 가 벗어날 때 F) 다른이유 ()

TOSOH HbA1c Control Survey

측정 결과 보고서 Measurement Result Report (2/3)

4. QC 검사시 사용하는 시약의 어떤 것인가요?
A) TOSOH B) 타제조사 (제조사명 :) C) 제체제조 D) 사용하지 않음
5. Column 은 몇 test 후 교체를 진행하시나요? (평균 column 수명)
약 () Test
6. 필터는 몇 Test 후 교체하시나요?
A) 400 이하 B) 400-600 C) 600-1000
D) 1000 이상 E) Other ()
7. 장비와 서비스의 만족도에 대해 아래 알파벳 정도로 표시해주세요.
(A: 우수 B: 만족 C: 보통, D: 불만족, E: 매우불만족)
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| () 결과의 정확도 | () stable-A1c 의 분리능력 |
| () hemoglobin variants 의 분리능력 | () TAT (Reporting time) |
| () 사용상 편리성 | () 장비 신뢰도 |
| () column / reagent 의 안정도 | () 문제에 대한 지원 |
| () 학술적인 지원 | () Maintenance service |
-

TOSOH HbA1c Control Survey

측정 결과 보고서 Measurement Result Report (3/3)

Chromatograms (Sample -A, B)

측정 결과를 부착해서
사진으로 보내주세요.

장비별로 방법이 다를 수 있으니
아래 내용 참고해서 출력해주세요.

Chromatograms (Sample-A,B)



[Printer 사용 설정(G7 ver)]

1. "MENU" 버튼 누름
2. "PARAMETER" 버튼 누름
3. "FORMAT 0"으로 설정
4. "COPY" 버튼 누른 후 "1"로 변경

[Printer 사용 설정(G8 ver)]

1. "MENU" 버튼 누름
2. "PARAMETER" 버튼 누름
3. "FORMAT 100"으로 설정
4. COPY "1"로 변경

[Printer 사용 설정(G11 ver)]


1. "MENU" 버튼 누름
2. "PARAMETER" 버튼 누름
3. REPORT FORMAT을 "STD FORM"으로 변경
4. COPY를 "YES"로 변경

Parameter List

Parameter List 를 부착해서
사진으로 보내주세요.

장비별로 방법이 다를 수 있으니
아래 내용 참고해서 출력해주세요.

Parameter List



[Parameter List] (G7,G8 ver)

1. "MENU" 버튼 누름
2. "UTILITY" 버튼 누름
3. "PARAM PRINTOUT" 버튼 누름

[Parameter List] (G11 ver)

1. "MENU" 버튼 누름
2. "PARAMETER" 버튼 누름
3. "PARAM PRINTOUT" 버튼 누름

Survey 에 답변해주셔서 매우 감사합니다.